

## 温控

LSE 摇床培养箱是解决小批量孵育需求的最佳方案。无论是进行细菌研究、昆虫研究、酵母培养、鸡胚孵育，或是其他类似实验应用，LSE 摇床培养箱都可以为您提供一个安全、方便的条件。每一台培养箱都集成轨道式振荡器，紧凑的设计节省实验室空间。此外，多种摇床配件可供选择，完美匹配康宁玻璃/塑料培养耗材。

- ▶ 出色的温度均一性
- ▶ 透明外罩，便于随时观察样品状态
- ▶ 温度设置范围广
- ▶ 多种平台和支架可供选择
- ▶ 精确控制振荡速度
- ▶ 保修期两年

## Corning®LSE™ 台式摇床培养箱

LSE 台式摇床培养箱，体积和振荡幅度小，掀盖设计，可以放置在实验台面上，节省空间，是真正的台式摇床培养箱。每一台培养箱均提供一套完整软件包，配合电脑使用，可以储存运行数据，监控培养过程中振荡速率和温度变化等。最多可容纳4 x 1L 的锥形瓶。



## 产品参数

工作环境温度	室温+5 °C - +70 °C
控温范围	4°C - 65°C
振荡速度	20 - 300 rpm
振荡时间	1 分钟 - 99 小时或连续工作
振荡轨道	19 mm
温度增量	0.1°C
温控精度	±0.5°C
温度均一性	±0.5°C
速度增量	1 rpm
托盘尺寸	11.8 x 11.8 in. (30 x 30 cm)
尺寸 (W x D x H)	14.6 x 20.9 x 15.7 in. (37 x 53 x 40 cm)
重量	43 lbs (19.5 kg)
净高	21.7 in. (55 cm)
数据接口	USB 接口，可通过 Windows® 兼容的软件进行温度及转速控制
电源	120V/230V, 50/60 Hz



通用平台 (货号:480144)



锥形瓶塑料固定夹  
(货号:480149/50/51/52)

## LSE 台式摇床培养箱及配件订购信息

货号	描述	个/箱
6790	LSE 台式摇床培养箱, 120V	1
6791*	LSE 台式摇床培养箱, 230V (欧标插头)	1
480144	通用平台, 30x30 cm	1
480145	培养皿放置架	1
480146	粘性胶垫, 150x150x30 mm	1
480147	微孔板固定支架 (最多放置4块微孔板)	1
480148	离心管固定夹, 6x15 mL/50 mL	1
480149	锥形瓶固定夹, 125 mL	1
480150	锥形瓶固定夹, 250 mL	1
480151	锥形瓶固定夹, 500 mL	1
480152	锥形瓶固定夹, 1000 mL	1
480156	通用弹簧固定夹平台	

\* 230V, 中国地区适用; 如选择订购120V 规格培养箱, 客户需自行准备变压器。