


Falcon™ 移液管

- 广泛用于组织培养、细菌学和临床研究的一次性聚苯乙烯移液管
- 纸质/塑料或全塑料热封独立包装以及纸质/塑料热封散装可供选择
- 印制硬质暗色、易于阅读的刻度
- 额外容量的阴性刻度
- 反转刻度(1ml除外)
- 新型的刻度校准系统便于快速读数
- γ射线灭菌、无热源
- 颜色标记易于识别
- 纤维塞防止超量溢出



Falcon 血清学移液管规格范围从1ml至100ml

独有的方便的移液管刻度校准系统

移液管刻度校准系统是一种将刻度对准视线的快速、简便、无菌的方法。只要在将移液管完全取出包装前将移液管上的“▼”标志与 Falcon移液器上的同样标志对准即可。

抗污染包装

客户对抗污染产品的要求决定着 Falcon™ 品牌产品的设计,尤其是血清学移液管的包装。Falcon首先将热封方法用于移液管独立包装。这一方法是先将塑料材料加热,然后拉成袋状,置移液管于袋中后封口。根据客户的需求顶部结构可为纸质或Advantage™ 全塑料材质。这种包装方式保证 Falcon移液管在运输过程中无污染。



Falcon™ 独立包装

- Falcon 移液管有两种独立热封包装:常见的纸质-塑料包装和Advantage全塑料包装。
- 1ml和2ml规格的Falcon独立包装移液管置于方便的盒子中,便于运输和贮存。
- Falcon散装移液管置于结实的带有易开条的聚乙烯袋中。

| 产品编号 | 产品描述 | 包装材质 | 刻度 | 超量刻度 |
|--------|--------------------|--------------|----------|---------|
| 357521 | 1ML黄色,100/盒,1000/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 1/100 | 0.4 ml |
| 357507 | 2ML绿色,100/盒,1000/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 1/100 | 0.8 ml |
| 357543 | 5ML蓝色,50/包,200/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 1/10 | 2.5 ml |
| 357551 | 10ML红色,50/包,200/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 1/10 | 3.0 ml |
| 357525 | 25ML紫色,50/包,200/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 0.25 | 7.0 ml |
| 357550 | 50ML黑色,25/包,100/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 1.0 | 10.0 ml |
| 357600 | 100ML黑色,5/包,50/箱 | 纸质/塑料热封,独立包装 | 1.0 | 15.0 ml |
| 357575 | 3ML转液管 1/包,500/箱 | 独立包装 | 1ml, 2ml | |